



# Отвердитель 807.0

## Область применения

- Отвердитель к клеям марок КЛЕЙБЕРИТ Супратерм 432, 436, используемым для мембранного прессования

## Свойства отвердителя 807.0

**Основа:** изоцианат  
**Плотность, при 20°C:** ок. 1,13 г/см<sup>3</sup>  
**Цвет:** бесцветный  
**Вязкость при 20°C**  
(Брукфильд RVT Sp 2/20 Uрm.):  
1.400 ± 500 мПа·с

**Дозировка:** ок. 5 %

## Маркировка:

подлежит маркировке согласно правил ЕС по обращению с опасными веществами, содержит алифатический полиизоцианат (см. листок безопасности)

## Упаковка

Коробка с 6 бутылками по	0,5 кг нетто
Коробка с 12 бутылками по	1,0 кг нетто
Жестяная канистра	5,5 кг нетто
Жестяная канистра	25 кг нетто

Упаковки прочих размеров по запросу.

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 807.0 в оригинальной закрытой упаковке хранится ок. 12 месяцев

Отвердитель морозоустойчив до -20°C.  
Перед использованием довести до температуры помещения.

Защищать от воздействия влаги!

По состоянию на 0913; заменяет предыдущие редакции



# Отвердитель 807.0

**Утилизация отходов**

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

**Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.